

TAUROS EVO 4.0

LA LUNGHEZZA D'ONDA IN PIÙ CHE FA LA DIFFERENZA

Al giorno d'oggi, il laser a diodo è la tecnologia più utilizzata per l'epilazione, consentendo un trattamento sicuro ed efficace.

PERCHÈ SCEGLIERLO

Per molti, sia uomini che donne, i peli superflui sono un problema reale ed importante. A volte, infatti, si hanno problematiche, di origine ormonale, che determinano la presenza di peli in zone dove normalmente non ci sono, o di peli in eccesso.

Grazie ad una nuova ed esclusiva tecnologia, Tauros Evo 4.0 combina **4 lunghezze d'onda laser in un unico manipolo**: questo significa che può agire contemporaneamente ad una profondità aggiuntiva anche rispetto al precedente modello, andando a colpire in modo **sempre più preciso** le diverse strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero.

COME FUNZIONA

Le caratteristiche di Tauros EVO 4.0 lo rendono adatto ad essere utilizzato in **tutte le zone del corpo** (ad eccezione del contorno occhi), su tutti i tipi di pelle (anche sui fototipi V e VI) e per ogni colore di pelo. È un macchinario incredibil-

mente innovativo, che unisce le performance della **quarta lunghezza d'onda a 940nm** alla potenza dell'emissione laser: per una combinazione perfetta anche per i lavori più complessi ed impegnativi.

Per la rimozione del pelo in maniera permanente è necessario che le loro cellule staminali vengano danneggiate. Le tre lunghezze d'onda **755nm, 808nm e 1064nm** hanno come target il *bulge*.

L'aggiunta della lunghezza d'onda a **940nm** permette di sfruttare in modo più completo la fototermolisi selettiva: colpisce il pelo in prossimità delle cellule staminali le quali vengono danneggiate attraverso la propagazione del calore e non per diretto assorbimento.

Inoltre, grazie a questa novità, Tauros Evo 4.0 può essere utilizzato anche per il **ringiovanimento cutaneo**. Mentre l'impulso di luce laser è applicato alla zona da trattare, la superficie della pelle viene raffreddata grazie al sistema di raffreddamento integrato nel manipolo, a contatto della cute. Il riscaldamento profondo dell'epidermide, indotto in questo modo, stimola i fibroblasti a generare nuovo collagene ed elastina, producendo una distensione e un miglioramento dell'aspetto della pelle e dei pori.

I VANTAGGI

- Per trattare una gamma di clienti ancora più ampia, durante tutto l'anno.
- Sempre più rapido, per i migliori risultati.



SCHEDA TECNICA

MODELLO

TAUROS EVO 4.0

FREQUENZA

1-10 Hz

POTENZA TECNOLOGIA

4.000 W

POTENZA MANIPOLO

800 - 1.000 W

LUNGHEZZE D'ONDA

755 + 808 + 940 + 1064 nm

DURATA IMPULSO

30-400ms adattabile

TEC

1400 W

con raffreddamento attivo

**BIOMED
GROUP**

visita il sito
biomedgroup.it