



AZIONI:

- Antalgica
- Curativa
- Post-Traumatica
- Anti-infiammatoria


**VINCITORE DEL PRIMO PREMIO AL
SALONE DI PARIGI**

HC CRYO t-shock

CRIOTERMOLIPOLISI

L'innovazione per una metodica di successo

Made in Italy



HC CRYO T-Shock

HC CRYO T-SHOCK è lo strumento più innovativo e più versatile del mercato per la terapia criogenica, la termoterapia e lo shock termico controllato.

INFORMAZIONI GENERALI

HC CRYO T-Shock si ottiene, attraverso un potente effetto analgesico ed antiinfiammatorio superficiale e profondo, un'anestesia temporanea della parte sottoposta al trattamento, muscolo, tendine o articolazione.

L'azione del freddo si esplica agisce sull'intero processo del dolore e dell'infiammazione:

- azione anti-infiammatoria,
- azione contro il dolore,
- azione antimetabolica,
- azione vasocostrittiva.

L'energia termica è una delle più semplici fonti di energia da applicare in fisioterapia e consente di ottenere molteplici benefici, grazie agli effetti fisiologici del caldo e del freddo.

HC CRYO T-shock per le sue caratteristiche funzionali e tecnologiche, costituisce una vera e propria svolta nell'utilizzo terapeutico del caldo e del freddo.

Si tratta di un sistema terapeutico a doppia componente: una ipertermia in grado di generare calore endogeno con conseguente sensibile e rapido innalzamento della temperatura locale fino ad un massimo di 41° C e l'ultra criogenica regolabile sino a - 18° C.

Le due componenti, somministrate in sequenza secondo precisi protocolli terapeutici, producono l'effetto di Shock Termico localizzato e profondo.



Termo criolipolisi



Crioterapia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	HC CRYO T-SHOCK
Alimentazione :	110-230 V - 50 / 60 Hz
Assorbimento:	800 VA

Dimensioni:	cm 41 x 42 x 18 h
Peso:	9 Kg
Classe:	II A, Tipo BF

Ampio display a colori

Temperatura criogenica max: - 18° C

Temperatura termoterapia max: 41° C

Shock Termico controllato: da - 18° C a 41° C

Sensore di temperatura

Feedback grafico temperatura istantanea

Visualizzazione dei picchi massimi

durante il trattamento

OLTRE LE SOLITE TECARTERAPIE

INDICAZIONE VISIVA DELLO STATO DI EMISSIONE
PROTOCOLLI TERAPEUTICI SIA PER LA
RIABILITAZIONE CHE PER MEDICINA ESTETICA
MEMORIE LIBERE PER PROGRAMMI CUSTOM