



AZIONI:

- Diminuzione della tensione muscolare
- Antidolorifico
- Ripristino delle condizioni fisiologiche

HC SWT

ONDA D'URTO
Large Focus e Controlled Unfocused

Made in Italy



HC SWT

HC SWT è la terapia ad Onde d'Urto large focus e controlled unfocused di Bio Med Group interamente progettata e realizzata da Pagani; un produttore Made in Italy di livello internazionale.

INFORMAZIONI GENERALI

HC SWT è lo strumento oggi più recente ed avanzato della gamma healthcare per la generazione di onde d'urto, secondo i crismi e le prerogative accettate a livello internazionale.

Le onde d'urto di Hc Swt vengono erogate su di una superficie sufficientemente ampia ed atta a sviluppare nell'intima compagine dei tessuti corporei trattati, onde acustiche sferiche di tipo "large focus" (letteralmente di "fuoco ampio") e controlled unfocused.

Quest'ultimo è una vera e propria innovazione ed un passo avanti nel campo delle onde d'urto non focali o radiali.

Il rispetto del comfort del paziente consente di fatto di ampliare le possibilità terapeutiche e la stessa efficacia.

Large focus è in grado di coinvolgere, al momento del trattamento, una superficie sufficientemente ampia ed al contempo profonda, per dare adito a copiosi effetti diretti ed indiretti.

La terapia ad onde d'urto ha cambiato l'approccio generale in molte patologie muscolo-tendinee.

Si è rivelata particolarmente efficace nel trattamento delle patologie tendinee, sia con che senza componente calcifica, nelle borsiti e nella stimolazione della riparazione tissutale in generale, dove l'iperemia e la vascolarizzazione locale giocano un ruolo importante e la stimolazione meccanica induce alla riduzione del dolore.

A DIFFERENZA DI ALTRI SISTEMI...

La sua energia e la sua dimensione del fuoco sono già congrue con la totalità dei trattamenti possibili, mentre altri sistemi, con dimensioni di fuoco più strette ed energie più elevate, sono costretti ad adeguare fuoco ed energia con sistemi pagliativi come pads, assorbenti, ecc.



Modulazione Parametri



Design Pulito ed Ergonomico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	HC SWT
Alimentazione	115- 230 Vac - 50/60 Hz
Assorbimento	max. 1000 VA
Classe di Protezione	CEI 62-5: 1 BF
Direttiva	CEE 93/42: IIb
Mobile carrellato:	cm 40 x 30 x 90 h
Display:	grafico a colori 480x800 pixel
Frequenza:	da 1 a 15 Hz
Programmi con mappe anatomiche	
Memorie libere configurabili a piacimento	
Sistema elettropneumatico funzionante a max. 6 Bar; 5 Bar in uscita	
Emissione: "Large" mediante applicatore a fuoco controllato coperto	

Profondità del fuoco: circa 45 mm

Carrello mod. ROLAND HC

Gel 250 gr

Manipolo con comandi a bordo