



EFFETTI :

- Antiaging
- Rassodamento dei tessuti
- Miglioramento del colorito
- Trattamento dell'acne

Oxymed

Il trattamento ad Ossigeno Dermoinfusione che dona una seconda vita alla pelle del tuo viso

Oxymed

OxyMed consente di fermare il tempo, contrastando i segni spiacevoli che questi lascia nel nostro viso. La pelle trattata acquista da subito un aspetto più liscio. Una soluzione performante e funzionale non solo contro rughe e macchie cutanee, ma anche per combattere ed eliminare cicatrici da acne o di altra natura.

INFORMAZIONI GENERALI

L'ossigeno, elemento vitale per l'uomo, ridona vitalità, luminosità e tonicità alla pelle, rigenerandola e restituendole la freschezza perduta.

OxyMed dispone anche dell'apposito erogatore che permette di veicolare in profondità i principi attivi attraverso l'ossigeno molecolare dell'aria circostante. Genera un flusso di ossigeno puro con una concentrazione oltre il 93% e una elevata portata di ben 10 l/minuto per eseguire applicazioni sulla pelle e nel derma in sinergia con una specifica linea di sieri cosmetici nanotecnologici dedicati ad assolvere le specifiche funzioni di correzione degli inestetismi della pelle e del derma. Il flusso di ossigeno puro, attraverso uno speciale erogatore trasporta le molecole di potenti principi attivi Made in Italy.



Trattamento estetico indolore e non invasivo



Miscelazione di ossigeno e principi attivi



Speciali sieri nanotecnologici
Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	OxyMed
Alimentazione	110-240V;50-60Hz
Flusso ossigeno:	1-10 l/min
Pressione uscita	83 Kpa
Concentrazione ossigeno	90%±3%
Classificazione	CE
Peso	19 kg
Dimensioni:	342x368x572(H)
Condizioni di esercizio:	Temp: 15 °C-35°C
Condizioni di conservazione	Temp 5-45°C
Rumorosità	< 55db(A)
Filtro a Zeolite	

INFORMAZIONI TRATTAMENTO

Percorso consigliato: 3/15 Sedute;
Intervallo massimo tra le sedute: 1/2 set;
Tempo seduta : 20/60 min.