



**Rimodellamento corpo:**

- Snellisce
- Tonifica

# Lipolaser

---

La nuova tecnologia per la Liposcultura che sta rivoluzionando il modo di eliminare il grasso localizzato in eccesso.

[www.biomedgroup.it](http://www.biomedgroup.it)



Sciogliere il grasso in modo rapido e indolore fin dalla prima seduta

## LIPOLASER

Lipolaser è un sistema laser a bassa intensità che permette il rimodellamento del corpo e la riduzione dell'adipe localizzato. Utilizza la fotobiomodulazione per attivare il processo di lipolisi liberando il contenuto accumulato nel tessuto adiposo. È un trattamento non invasivo, durante il trattamento si avverte una leggera e piacevole sensazione di calore dovuta al contatto degli applicatori sulla cute. Il rimodellamento del corpo con questa tecnica innovativa offre una riduzione provata e duratura della circonferenza delle zone trattate.

### COME FUNZIONA

La luce rossa del Lipolaser colpisce le cellule adipose creando dei pori sulla parete cellulare, liberando acidi grassi e glicerolo. Escono dalla cellula attraverso i pori ed entrano nel tessuto interstiziale. Il sistema linfatico li raccoglie e li elimina.

La luce del laser colpisce selettivamente il tessuto adiposo quindi non interferisce in alcun modo con le strutture cutanee, con i vasi sanguigni né con i nervi.

### ZONE DA TRATTARE

Può essere applicato su tutte quelle zone di adipe localizzato, che non hanno risposto a diete, esercizi di dimagrimento e metodi tradizionali di perdita di peso.

La nostra tecnologia è utilizzata da estetiste e medici estetici per eliminare i cuscinetti di grasso con risultati eccellenti.

Una delle macchine più avanzate in circolazione, perchè è possibile variare sia i parametri di potenza del raggio laser, sia i parametri della frequenza.

### INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno, è indolore, non invasivo e non ha tempi di recupero, subito dopo la seduta si può riprendere la propria vita normalmente.



L'energia penetra, con sicurezza e senza dolore né fastidio, alcuni millimetri nel tessuto adiposo



Pads

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Lipolaser
Alimentazione	230 V monofase 50/60 Hz
Tecnologia Avanzata	Erogatori 10 grandi con 8 diodi 4 piccoli con 1 diodo
Lunghezza d'onda	655 Nm
Conformità	CE
Dimensioni	h 110 x 60 x 50
Display	Touch screen
Potenza	450 mw



Made in Italy



ENG



\* Il carrello non è compreso nel costo dell'apparecchiatura