

CRYO-T

L'EVOLUZIONE DELLA TERMOCRIOLIPOLISI

Cryo-T è la termocriolipolisi di Biomed che sottopone la cellula adiposa ad un doppio attacco caldo/freddo, chiamato shock termico. Ogni nostra tecnologia per dimagrimento è studiata per lavorare in sinergia con le altre, per affrontare tutti gli inestetismi di questo genere.

BIOCRYO

Con lo speciale manipolo **BioCryo** è possibile modificare in tempo reale la temperatura di esposizione della superficie a contatto con il corpo. Può variare da -10 gradi a +45 gradi in base al modello (estetica professionale o medicina estetica).

Sono disponibili due manipoli, sia per trattamenti più estesi sul corpo, che per le zone più piccole. Entrambi sono dotati di un sensore che individua la temperatura in tempo reale, in modo che l'operatore possa sempre conoscerla. L'accelerometro garantisce la massima sicurezza, in quanto il dispositivo capisce in automatico se il manipolo resta troppo su una singola zona, evitando possibili danni cutanei.

RISULTATI

SUL CORPO - gli impulsi attivano la contrazione dello strato muscolare e, insieme allo shock termico, si determina

un diretto utilizzo dei grassi localizzati.

GRAZIE ALLO SHOCK TERMICO I CUSCINETTI ADIPOSÌ RISULTERANNO COSÌ RIDOTTI E LA SILHOUETTE RIDEFINITA IN MODO PERMANENTE

SUL VISO - il caldo/freddo crea un effetto di sollevamento e di tonificazione sia della cute che della muscolatura di sostegno (effetto lifting).

Quindi, con CryoT è possibile avere:

- Riduzione del grasso
- Drenaggio dei liquidi cellulitici
- Produzione di collagene ed elastina
- Aumento del tono cutaneo
- Ossigenazione dei tessuti
- Rilassamento Muscolare

L'aspetto cutaneo cambia dalla prima seduta così come la tonicità muscolare. La riduzione dell'adipe e della cellulite aumenta dopo ogni seduta e diventa molto evidente dopo 20 / 30 giorni di trattamento.



I VANTAGGI

In termini di sicurezza: il manipolo non si sofferma su un'unica zona, evitando il rischio di danni del tessuto per una prolungata esposizione.

BM



SCHEDA TECNICA

MODELLO

Cryo-T

FUNZIONAMENTO

Continuo

ALIMENTAZIONE

220-240 Vac 50Hz

POTENZA MAX ASSORBITA

320 Va

RAFFREDDAMENTO

Ventilazione forzata

TEMPERATURA MINIMA

da -0° a -10° (a freddo)

TEMPERATURA MAX

fino a +45° (a caldo)

**BIOMED
GROUP**

visita il sito
biomedgroup.it