

The logo consists of the letters '3' and 'M' in a stylized font. The '3' is black with a gold outline, and the 'M' is solid gold.

- Riduzione del grasso
- Drenaggio dei liquidi cellulitici
- Produzione di collagene ed elastina
- Aumento del tono cutaneo
- Ossigenazione dei tessuti
- Rilassamento muscolare
- Ridefinizione della silhouette



CRYO T

La tecnologia più efficiente per ridurre in modo permanente i cuscinetti adiposi resistenti a qualsiasi dieta e all'esercizio fisico

bio-med.tech



Miglioramenti visibili fin dalla prima seduta, senza dolore né trattamenti invasivi.

TERMO CRIOLIPOLISI

La termocriolipolisi di Biomed Group è la tecnologia contro gli accumuli di grasso resistenti ad ogni dieta o esercizio fisico testati. Attraverso questo trattamento la cellula adiposa viene sottoposta ad un doppio "attacco" caldo/freddo, ovvero a forte shock termico, permettendo così una netta riduzione dei cuscinetti adiposi ed una ridefinizione permanente della silhouette.

Il dispositivo è progettato per fornire il miglior risultato in modo non invasivo, sfruttando l'uso del calore totale o parziale, in combinazione con le basse temperature e l'erogazione di correnti superficiali.

La termocriolipolisi può essere utilizzata su:

Corpo:

- Adiposità localizzate, differenziate in zone per glutei, addome, gambe, braccia, schiena, collo
- Cellulite, differenziata per aree come sopra indicato
- Tonificazione, differenziata per area come sopra indicato
- Rilassamento muscolare

Durante il trattamento sul corpo, gli impulsi attivano lo strato muscolare e, insieme allo shock termico esercitato dal manipolo, si determina una riduzione dei grassi localizzati.

Viso:

- Lifting
- Rughe
- Décolleté
- Doppio mento

L'azione caldo-freddo crea un effetto di sollevamento e di tonificazione sia della cute che della muscolatura di sostegno: con un conseguente "effetto lifting" naturale.

RISULTATI

L'aspetto cutaneo cambia sin dalla prima seduta così come la tonicità muscolare. La riduzione dell'adipe e della cellulite aumenta dopo ogni trattamento diventando molto evidente dopo 20/30gg.



Manipolo corpo



Manipolo viso



Trattamenti specifici per viso e corpo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TERMOCRIOLIPOLISI
Funzionamento	Continuo
Alimentazione	220-240Vac 50Hz
Potenza max assorbita	320 VA
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Temperatura min	-10°C (a freddo)
Temperatura max	+45°C (a caldo)
Display	Touch screen



Made in Italy

