

TAUROS PLUS

EPILAZIONE PIÙ RAPIDA SICURA ED EFFICACE

Tauros Plus è il nuovo Laser per Estetica professionale di ultima generazione con **3 Lunghezze d'onda**. Lavora su tutte le parti del corpo e del viso ed è in grado di rallentare la crescita dei peli fino alla loro progressiva scomparsa.

PERCHÈ SCEGLIERLO

L'epilazione con questo laser ha segnato una vera e propria svolta nei centri che hanno iniziato ad usarlo: **trattamenti più efficaci, maggiore sicurezza e maggior velocità di applicazione.**

TRIPLA LUNGHEZZA D'ONDA

Il trattamento con Tauros Plus risulta indolore e adatto a **tutti i fototipi di pelle** (anche il IV e il V) e a tutte le tipologie di pelo fino al biondo. Le sedute vanno comunque ripetute a distanza variabile di tempo, tra le 4 e le 6 settimane, a seconda del paziente e dalla tipologia di pelo e di pelle. Di solito sono necessarie 6-8 sedute per ottenere un'epilazione permanente.

1064 nm > Il basso assorbimento della melanina, e la penetrazione più profonda del follicolo pilifero, consentono al diodo 1064nm di trattare le **pelli più scure** e di raggiungere, insieme al bulbo, anche il follicolo in modo sicuro ed effi-

cace.

808 nm > Il moderato assorbimento della melanina consentono al laser a diodo 808nm una penetrazione profonda che raggiunge direttamente il bulbo del pelo e lo rende **ideale per il trattamento di tutti i tipi di pelle.**

940 nm > Permette di sfruttare in modo **più completo** la fototermolisi selettiva: colpisce il pelo in prossimità delle cellule staminali le quali vengono danneggiate attraverso la propagazione del calore e non per diretto assorbimento. Inoltre, il riscaldamento dell'epidermide stimola i fibroblasti a generare nuovo collagene ed elastina, producendo una **distensione e un miglioramento dell'aspetto della pelle** che genera un vero e proprio ringiovanimento cutaneo. In questo modo la pelle, oltre a non essere danneggiata, appare anche notevolmente migliorata!



I VANTAGGI

Rappresenta la soluzione ideale per i centri estetici che vogliono garantire ai propri clienti risultati senza eguali, con la massima efficacia



SCHEDA TECNICA

MODELLO
TAUROS PLUS

FREQUENZA
1-10 Hz

ALIMENTAZIONE
AC 220/110 V - 50/60 Hz

POTENZA MANIPOLO
800 - 1.000 - 1.200 W

LUNGHEZZE D'ONDA
808 + 940 + 1064 nm
+/- 2 nm

IMPULSO
10-300ms adattabile

FLUENZA
40 J/cm²

SCANNERIZZA QUI

